


Поликлональное Антитело Кролика Против Ndufs5 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - O43920

Артикул: CM0020588



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий белок NDUF55 (CI-15k), вспомогательную субъединицу Комплекса I. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA; перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований митохондриальной дыхательной цепи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] NDUF55 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	CI15K; CI-15k; [KD Validated] NDUF55
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4725
ID гена	4725
Иммуноген	Рекомбинантный белок - Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-106 человеческого белка NDUF55 (NP_004543.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43920
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом