


Кроличья Поликлональная Антитело Против Ndufs7 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O75251

Артикул: CM0018871



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок NDUF57 (Комплекс I-20kD, PSST) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Необходимо для исследований митохондриального дыхания. Валидировано на человеческих образцах; подходит для изучения митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к NDUF57
Примечания/Альтернативные названия	NDUF57; CI-20; CI-20KD; MY017; PSST; NADH:убихинон оксидоредуктаза, основная субъединица S7
Вид	человек
GeneID	374291
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 80-160 человеческого белка NDUF57 (NP_077718.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75251
Молекулярная масса белка	22 кДа/23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом