


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Ndufs8 Для Wb, If/Icc, Elisa — O00217

Артикул: CM0013896



введение

Поликлональное кроличье антитело против NDUF58, субъединицы митохондриального комплекса I, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA на образцах человека и мыши. Идеально подходит для изучения функции митохондриальной дыхательной цепи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело NDUF58
Примечания/синонимы	TYKY, CI-23k, CI23KD, MC1DN2, NDUF58
Вид	Человек
GeneID (человек)	4728
GeneID	4728
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-210 человеческого NDUF58 (NP_002487.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	O00217
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом