


Моноклональное Антитело Против Ndufv1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P49821

Артикул: CM0006899



введение

Кроличье моноклональное антитело против NDUFV1 (клон не указан) детектирует 51 кДа субъединицу митохондриального комплекса I в образцах человека, мыши и крысы. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Идеально для исследований электрон-транспортной цепи, митохондриальных заболеваний и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против NDUFV1
Примечания/Альтернативные названия	UQOR1; CI-51K; CI51KD; MC1DN4; NDUFV1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4723
GeneID	4723
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 72-420 белка NDUFV1 человека (NP_009034.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49821
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом