


Поликлональные Антитела Против Ndufv1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P49821

Артикул: CM0018031



введение

Это кроличье поликлональное антитело против человеческого NDUFV1 (NADH-дегидрогеназа флавопротеин 1, комплекс I 51 кДа) валидировано для вестерн-блота, парафиновой ИГХ, иммунофлуоресценции/ИКК и ELISA; оно перекрестно реагирует с NDUFV1 мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NDUFV1 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	UQOR1; CI-51K; CI51KD; MC1DN4; NDUFV1
Вид	Человек
ID гена (человек)	4723
ID гена	4723
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P49821
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом