


Кроличье Поликлональное Антитело Против Ndufv1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P49821

Артикул: CM0029635



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на NDUFV1, основную субъединицу митохондриального Комплекса I массой 51 кДа. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА с реактивностью в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против NDUFV1
Примечания/Альтернативные названия	UQR01; CI-51K; CI51KD; MC1DN4; NDUFV1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4723
GeneID	4723
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 72-420 белка NDUFV1 человека (NP_009034.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49821
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом