


Поликлональные Антитела Против Ndufv2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P19404

Артикул: CM0030327



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого NDUFV2 (CI-24k). Валидированы для WB и ELISA, перекрестно реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. NDUFV2 является основной субъединицей комплекса I дыхательной цепи митохондрий, участвует в переносе электронов и implicated in митохондриальных заболеваниях. - P19404

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NDUFV2 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	CI-24k; MC1DN7; NDUFV2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4729
ID гена	4729
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-249 человеческого NDUFV2 (NP_066552.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19404
Молекулярный вес белка	27kDa
Доставка	Сумка со льдом