

Кроличыи Поликлональные Антитела K Necab1 Для Wb, Elisa - Q8N987

Артикул: CM0013089

введение

Кроличыи поликлональные антитела к NECAB1 (EFCBP1), полученные против аминокислот 1-351. Подходят для вестерн-блоттинга и ELISA, с подтвержденной перекрестной реактивностью к белкам человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения нейронального кальций-связывающего белка 1 в тканях головного мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к NECAB1
Примечания/Синонимы	EFCBP1; STIP-1; NECAB1
Вид	Человек
Идентификатор гена	64168
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-351 NECAB1 человека (NP_071746.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8N987
Молекулярная масса белка	41 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом