

Антитела Кролика Против Necab3 (Поликлональные) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96P71

Артикул: CM0016811

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого NECAB3, подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Ценный инструмент для изучения формирования бета-амилоида и механизмов болезни Альцгеймера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NECAB3 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	NIP1; XB51; STIP3; EFCBP3; SYTIP2; APBA2BP; dj63M2.4; dj63M2.5; NECAB3
Вид	Человек
ID гена	63941
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-362 человеческого NECAB3 (NP_112508.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96P71
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка со льдом