

Поликлональное Антитело Anti-Necap2 Для Wb, Elisa — Q9Nvz3

Артикул: CM0018122

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого NECAP2 (ассоциированный с оболочкой белок 2, связывающийся с ушком адаптина). Валидировано для WB и ELISA, перекрёстно реагирует с мышинным белком. Подходит для исследований эндоцитоза и везикулярного транспорта. — Q9NVZ3.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NECAP2 Rabbit pAb
Примечания/псевдоним	NECAP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	55707
GeneID	55707
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 194–263 человеческого NECAP2 (NP_060560.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q9NVZ3
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом