

Анти-Nectin 2/Cd112 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q92692

Артикул: CM0011461



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого Nectin-2 (CD112, PVRL2), для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживает белки человека, мыши и крысы; участвует в модуляции Т-клеток и вирусном проникновении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Nectin 2/CD112 кроличье mAb
Примечания/Псевдонимы	HVEB; PRR2; CD112; PVRL2; PVRR2; Nectin 2/CD112
Вид	Человек
GeneID (человек)	5819
GeneID	5819
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92692
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Сумка со льдом