

Кроличыи Поликлональные Антитела К Nectin 2/Cd112 Для Wb И Elisa - Q92692

Артикул: CM0029191



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к человеческому нектину-2 (CD112, HVEB), валидированные для методов WB и ELISA. Идеально подходят для исследований передачи сигналов Т-клеток, клеточной адгезии и проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к Nectin 2/CD112
Примечания/Синонимы	HVEB; PRR2; CD112; PVRL2; PVRR2; Nectin 2/CD112
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5819
GeneID	5819
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 382-479 человеческого Nectin 2/CD112 (NP_002847.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92692
Молекулярная масса белка	58 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет