

Анти-Nectin-4/Pvrl4 Кроличий Моноклональный Антитело Для Проточной Цитометрии (Fc), Ифа (Elisa) - Q96Ny8

Артикул: CM0009137



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого Nectin-4/PVRL4. Валидировано для FC и ELISA. Подходит для исследований в области онкологии и вирусных инфекций, в частности для изучения проникновения вируса кори.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Nectin-4/PVRL4 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectin-4
Вид	Человек
ID гена	81607
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-146 человеческого Nectin-4/PVRL4 (NP_112178.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96NY8
Молекулярный вес белка	24kDa/55kDa
Доставка	Сумка-холодильник