


Поликлональные Антитела Против Nedd1 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q8Nhv4

Артикул: CM0030106



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому NEDD1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/ИФК (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Реагируют с мышинным и крысиным гомологом белка. Распознают полосу 72 кДа. Идеально подходят для исследований прогрессии митоза и нуклеации микротрубочек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NEDD1, кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	GCP-WD; TUBGCP7; NEDD1
Вид (белок-мишень)	Человек
GeneID (человек)	121441
GeneID	121441
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 411-660 человеческого белка NEDD1 (NP_690869.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8NHV4
Молекулярная масса белка	72 кДа
Доставка	Холодовой пакет