

Поликлональное Антитело Anti-Nedd4 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P46934

Артикул: CM0015562



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого NEDD4, E3-убиквитин-протеинлигазного фермента, участвующего в деградации рецепторов и аутофагии. Валидировано для WB, IHC-P, ELISA. Идеально подходит для исследований убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NEDD4 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	RPF1; NEDD4-1; NEDD4
Вид	Человек
GeneID (человек)	4734
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 160-460 человеческого NEDD4 (NP_940682.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P46934
Молекулярная масса белка	149 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом