

Поликлональное Антитело Против Nedd4L Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии (Ihc-P), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - Q96Pu5

Артикул: CM0027668



введение

Кроличье поликлональное антитело против NEDD4L (Q96PU5), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Определяет белок NEDD4L человека, мыши и крысы — E3 убиквитин-лигазу, регулирующую TGF- β , аутофагию и ионные каналы. Идеально для исследований сигнальных путей и убиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против NEDD4L
Примечания/Альтернативные названия	RSP5; PVNH7; NEDD4-2; NEDD4.2; hNEDD4-2; NEDD4L
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23327
GeneID	23327
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 836-955 человеческого NEDD4L (NP_056092.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96PU5
Молекулярная масса белка	112 кДа
Доставка	В пакете со льдом