

## Кроличье Моноклональное Антитело К Nedd4L Для Wb, Elisa - Q96Pu5

Артикул: CM0012441



### введение

Кроличье моноклональное антитело (mAb) к NEDD4L для WB и ELISA. Валидировано на образцах человека, данное моноклональное антитело выявляет E3-убиквитинлигазу NEDD4L (~112 кДа). Предназначено для исследований убиквитиновых путей, регуляции каналов и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье моноклональное антитело к NEDD4L                                                                                          |
| Примечания/Синонимы       | RSP5; PVNH7; NEDD4-2; NEDD4.2; hNEDD4-2; NEDD4L                                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                                            |
| ID гена (человек)         | 23327                                                                                                                              |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 876-975 белка NEDD4L человека (Q96PU5). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                             |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                            |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                            |
| SWISS                     | Q96PU5                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка  | 112 кДа                                                                                                                            |
| Транспортировка           | Пакет со льдом                                                                                                                     |