

Анти-Nedd8 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - Q15843

Артикул: CM0007516



введение

Кроличий моноклональный антитело к NEDD8, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА, подходящее для образцов человека, мыши и крысы. Нацелено на убиквитин-подобный белок NEDD8, участвующий в контроле клеточного цикла и деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NEDD8 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	NEDD-8; NEDD8
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4738
ID гена	4738
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15843
Молекулярный вес белка	9кДа
Доставка	Сумка со льдом