

Анти-Nedd8 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15843

Артикул: CM0017111



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против человеческого NEDD8, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для изучения убиквитин-подобных белков и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NEDD8 кроличий пАт
Примечания/Псевдоним	NEDD-8; NEDD8
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4738
ID гена	4738
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-81 человеческого NEDD8 (NP_006147.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15843
Молекулярный вес белка	9кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент