


Кроличье Поликлональное Антитело Против Nedd9 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q14511

Артикул: CM0022240



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого NEDD9 (HEF1/CAS-L). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований клеточной адгезии, миграции и передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против NEDD9
Примечания/Альтернативные названия	CAS2; CASL; HEF1; CAS-L; CASS2; NEDD9
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4739
GeneID	4739
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 390-560 человеческого NEDD9 (NP_006394.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14511
Молекулярная масса белка	93 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом