


Моноклональное Антитело Против Nek2 Для Вб, Ифа - P51955

Артикул: CM0012734



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого NEK2, валидированное для вестерн-блота и ИФА. Обнаруживает NEK2 человека, мыши и крысы (52 кДа). Идеально подходит для исследований клеточного цикла и centrosом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NEK2 Rabbit mAb
Примечания/псевдонимы	NLK1; RP67; NEK2A; HsPK21; PPP1R111; NEK2
Вид	Человек
GeneID (человек)	4751
GeneID	4751
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого NEK2 (P51955)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51955
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Хладоэлемент