

Поликлональные Антитела К Nek3 Для Wb И Elisa - P51956

Артикул: CM0029646

введение

Кроличы поликлональные антитела к киназе NEK3 человека (P51956), валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА, с реактивностью к образцам человека, мыши и крысы. Подходят для исследований нейронального морфогенеза и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NEK3 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	HSPK36; NEK3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4752
GeneID	4752
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 267-506 NEK3 человека (NP_689933.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P51956
Молекулярная масса белка	58 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом