

Кроличья Моноклональная Антитело Против Nek6 Для Wb, Ihc-P, Иэиа — Q9Hc98

Артикул: CM0009672

введение

Эта кроличья моноклональная антитело против NEK6 обнаруживает эндогенный NEK6 в образцах человека, мыши и крыши методами WB, IHC-P, ИЭИА. Она нацелена на область коревого киназного домена и поддерживает исследования клеточного цикла, митоза и повреждения ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NEK6 кроличья мКнт
Примечания/Алиасы	SID6-1512; NEK6
Вид	Человек
ID гена	10783
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 200–300 человеческого NEK6 (Q9HC98)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИЭИА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9HC98
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	Холодовой пакет