

Поликлональные Антитела Против Nek7 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Tdx7

Артикул: CM0021233



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого NEK7, подходящие для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с антигенами человека, мыши и крысы. Полезны для исследования прогрессии митотического клеточного цикла и активации инфламмасомы NLRP3.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NEK7 Rabbit pAb
Вид антитела	Человек
ID гена (человек)	140609
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 257–301 человеческого NEK7 (NP_598001.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8TDX7
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Холодовой пакет