

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Nek7 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q8Tdx7

Артикул: CM0002629



введение

Кроличыи моноклональные антитела против NEK7, валидированные для WB и ELISA; реагируют с белками человека, мыши и крысы; нацелены на серин/треонин-протеинкиназу Nek7, участвующую в митозе и активации инфламмосомы NLRP3. Идеально подходят для исследований клеточного цикла и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NEK7 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	NIMA-related kinase 7; NEK7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	140609
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 203-302 человеческого NEK7 (Q8TDX7)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TDX7
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	С ледяным пакетом