

Кроличья Поликлональная Антитела Против Nek8 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q86Sg6

Артикул: CM0014532

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к NEK8, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA. Определяют NEK8 человека, мыши и крысы — серин/треониновую киназу, критически важную для функции ресничек и целостности почечных канальцев. Идеально подходят для исследований в нефрологии и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные антитела к NEK8, кроличьи
Примечания/Альтернативные названия	JCK, NPH9, RHPD2, NEK12A, NEK8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	284086
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 270-390 белка NEK8 человека (NP_835464.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q86SG6
Молекулярная масса белка	75 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом