


Поликлональные Антитела Против Nek9 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q8Td19

Артикул: CM0021144



введение

Кроличьи поликлональные антитела против NEK9 для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обнаруживают NEK9 человека, мыши и крысы (~107 кДа). Идеально подходят для изучения прогрессии митоза и регуляции клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NEK9 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	NC; APUG; NERCC; LCCS10; NERCC1; NEK9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	91754
ID гена	91754
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 730-979 человеческого NEK9 (NP_149107.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TD19
Молекулярный вес белка	107kDa
Доставка	В ледяном пакете