


Поликлональное Антитело Anti-Nelfcd Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q8Iхh7

Артикул: CM0025107



введение

Поликлональное антитело Anti-NELFCD, реагирующее с белком NELFCD (TH1/TH1L) человека, мыши, крысы. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментного анализа (ELISA). Подходит для исследований элонгации транскрипции и комплекса NELF.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NELFCD Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TH1; TH1L; NELF-C; NELF-D; HSPC130; NELFCD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51497
GeneID	51497
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-182 белка NELFCD человека (NP_945327.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IXH7
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом