


Поликлональные Антитела Против Nelfe Для Wb, If/Icc, Elisa - P18615

Артикул: CM0029715



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого NELFE, валидированные для Вестерн-блота, иммунофлуоресценции и ELISA. Подходят для исследований паузы транскрипции, динамики комплекса NELF и изучения латентности ВИЧ-1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NELFE Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	RD; RDP; RDBP; D6S45; NELF-E; NELFE
Вид	Человек
ID гена (человек)	7936
ID гена	7936
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-280 человеческого NELFE (NP_002895.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P18615
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Холодильный пакет