

Поликлональное Антитело Кролика Против Nell1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q92832

Артикул: CM0017086



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий белок NELL1, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Определяет NELL1 у человека, мыши и крысы. Подходит для исследований дифференцировки остеобластов и минерализации костной ткани.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против NELL1 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	NRP1; IDH3GL; NELL1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4745
GeneID	4745
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 160-420 человеческого белка NELL1 (NP_006148.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92832
Молекулярная масса белка	90 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом