

Поликлональное Антитело Anti-Nell2 Для Wb, Elisa — Q99435

Артикул: CM0019632



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого NELL2 (белок NELL2, связывающий протеинкиназу C). Валидировано для применений в WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований нервной ткани и наведения аксонов.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Детали
Название продукта	NELL2 Rabbit pAb
Примечания/синоним	NRP2; NELL2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4753
Идентификатор гена	4753
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-300 человеческого NELL2 (NP_006150.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q99435
Молекулярная масса белка	91 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом