

Поликлональные Антитела К Неприну Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If), Игх (Ihc), Ифа (Elisa) - Q9Qzs7

Артикул: CM0029259

введение

Кроличьи поликлональные антитела к мышиному неприну (UniProt Q9QZS7). Валидированы для WB, IF, IHC, ELISA. Реагируют с мышью и крысой. Подходят для исследований почечных подоцитов и клубочковой фильтрации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Неприн (Nephrin), кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	CNF; NPHN; неприн
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	4868
GeneID	54631
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1033-1256 мышиного Неприна (NP_062332.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9QZS7
Молекулярный вес белка	135 кДа
Доставка	В ледяном пакете