

Кроличыи Моноклональные Антитела К Неприну Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф На Парафиновых Срезах (If-P), Их На Парафиновых Срезах (Ihc-P) И Ифа (Elisa) - Q9Qzs7

Артикул: CM0004146

введение

Высокоспецифичные кроличьи моноклональные антитела к Неприну, валидированные для WB, IF-P, IHC-P и ELISA у мыши. Нацелены на белок щелевой диафрагмы подоцитов; незаменимы для исследований фильтрации почек и нефропатии. UniProt: Q9QZS7.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Неприн (Nephrin), кроличьи мАт
Примечания/Псевдоним	nephrin; NephrinB
Вид	Мышь
GeneID (человек)	4868
GeneID	54631
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9QZS7
Молекулярная масса белка	135 кДа/136 кДа
Доставка	С ледяным пакетом