

Кроличыи Моноклональные Антитела К Неприну Для Wb, IHC-P, Elisa - O60500

Артикул: CM0004472



введение

Эти кроличьи моноклональные антитела нацелены на человеческий Неприн (SWISS: O60500), валидированы для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения щелевой диафрагмы подоцитов и почечной фильтрации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Nephrin Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CNF; NPHN; nephrin; Неприн
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4868
ID гена	4868
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1019-1241 человеческого Неприна (NP_004637.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60500
Молекулярный вес белка	135кДа
Доставка	С ледяным пакетом