

Моноклональное Антитело К Nesprin 1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии И Elisa - Q8NF91

Артикул: CM0003783



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого Nesprin 1 (SYNE1), валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA, перекрестно реагирующее с человеческим и мышинным белком. Идеально для изучения LINC-комплекса и динамики ядерной оболочки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Nesprin 1
Примечания/Альтернативные названия	8B; AMC3; AMCM; CPG2; ARCA1; EDMD4; KASH1; MYNE1; Nesp1; SCAR8; C6orf98; dj45H2.2; Nesprin 1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23345
GeneID	23345
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 8200-8400 человеческого Nesprin 1 (Q8NF91).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8NF91
Молекулярная масса белка	1011 кДа / 112 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом