

Поликлональное Антитело Anti-Nesprin 1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q8Nf91

Артикул: CM0021105



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого Nesprin 1 (SYNE1), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований цитоскелета и ядерной оболочки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Nesprin 1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	8B; AMC3; AMCM; CPG2; ARCA1; EDMD4; KASH1; MYNE1; Nesp1; SCAR8; C6orf98; dj45H2.2; Nesprin 1
Вид	Человек
GeneID	23345
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 8220-8410 человеческого Nesprin 1 (NP_892006.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8NF91
Молекулярная масса белка	1011 кДа/112 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет