

## Моноклональное Антитело Anti-Nesprin3 (Kash3) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q6Zmz3

Артикул: CM0002646



### введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого Nesprin-3 (KASH3), валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с реактивностью в отношении человека и мыши. Необходимо для связей ядро-цитоскелет, опосредованных комплексом LINC, и направленной миграции клеток.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Nesprin3 Rabbit mAb                                                                                                                                          |
| Примечания/Псевдоним      | KASH3; NET53; Nesp3; C14orf49; C14orf139; LINC00341; NCRNA00341; Nesprin3                                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                                      |
| ID гена (Человек)         | 161176                                                                                                                                                       |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 750-935 человеческого Nesprin3 (NP_689805.3) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                                       |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                                      |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                                                                |
| SWISS                     | Q6ZMZ3                                                                                                                                                       |
| Молекулярный вес белка    | 112 кДа                                                                                                                                                      |
| Доставка                  | В ледяном пакете                                                                                                                                             |