

Поликлональные Антитела Против Nestin Для Wb - P48681

Артикул: CM0016893

введение

Кроличы поликлональные антитела против человеческого Nestin (NES) для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Подходят для исследований нервных стволовых клеток и развития. Перекрестная реакция с мышью и крысой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Nestin Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Nbla00170; Nestin
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10763
GeneID	10763
Иммуноген	Рекомбинантный белок / синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1392-1621 человеческого NES (NP_006608.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48681
Молекулярный вес белка	177 кДа
Доставка	Сумка со льдом