

Моноклональное Антитело Кролика Против Нестина Для Вб, Иф/Икк, Иф-П, Игх-П, Ифа — P48681

Артикул: CM0005104

введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого Нестина (177 кДа), валидированное для применения в ВБ, ИФ/ИКК, ИФ-П, ИГХ-П и ИФА. Подходит для исследований нервных стволовых клеток и нейроразвития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Nestin Rabbit mAb
Примечания/псевдоним	Nbla00170
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	10763
ID гена	10763
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1392-1621 человеческого Нестина (NP_006608.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P48681
Молекулярная масса белка	177 кДа
Доставка	Хладоэлемент