

Антитела Кролика Поликлональные Против Net1 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z628

Артикул: CM0014676



введение

Поликлональные антит rabbita, направленные против человеческого NET1 (протоонкоген RhoGEF). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестная реакция с мышью. Иммуноген: рекомбинантный белок слияния (а.к. 1-300).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NET1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	NET1A; ARHGEF8; NET1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10276
GeneID	10276
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого NET1 (NP_001040625.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q7Z628
Молекулярный вес белка	68кДа
Доставка	Сумка со льдом