

Кроличья Поликлональная Антитела Против Neu1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q99519

Артикул: CM0028831

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого NEU1 (Сиалидаза-1), валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеальны для исследований лизосомных болезней накопления и гликобиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NEU1 Кроличьи rAb
Примечания/Альтернативные названия	NEU; NANH; SIAL1; NEU1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4758
GeneID	4758
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210-415 человеческого NEU1 (NP_000425.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99519
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	В термосумке со льдом