

Кроличья Поликлональная Антитело Против Neu2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Y3R4

Артикул: CM0030446



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого NEU2 (сиалидазы-2), для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований метаболизма гликолипидов и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NEU2 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	SIAL2; NEU2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4759
ID гена	4759
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 171-380 человеческого NEU2 (NP_005374.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y3R4
Молекулярный вес белка	42 кДа
Доставка	Сумка со льдом