

Поликлональное Антитело Anti-Neu3 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uq49

Артикул: CM0017220

введение

Кроличье поликлональное антитело к NEU3, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Распознает сиалидазу-3 человека и мыши массой 48 кДа, мембранную сиалидазу, участвующую в катаболизме ганглиозидов и передаче сигналов EGFR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NEU3 Rabbit pAb
Примечания/синоним	SIAL3; NEU3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10825
Идентификатор гена	10825
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 222–461 человеческого NEU3 (NP_006647.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9UQ49
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом