

Анти-Neun (Fox-3) Кроличья Поликлональная Антитела Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - A6Nfn3

Артикул: CM0014026

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий NeuN (RBFOX3), валидировано для Вестерн-блоттинга, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований нейрональных маркеров и изучения сплайс-вариантов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NeuN Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	FOX3; NEUN; FOX-3; HRNBP3; NeuN
Вид	Человек
ID гена (Человек)	146713
ID гена	146713
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 NeuN (NP_001076044.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	A6NFN3
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом