

Моноклональное Антитело Anti-Neun Для Вестерн-Блоттинга, Игх, Иф - A6Nfn3

Артикул: CM0003757

введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика против NeuN, подходящее для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии, иммунофлуоресценции и ELISA-детекции нейрональных ядер в образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NeuN Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	FOX3; NEUN; FOX-3; HRNBP3; NeuN
Вид	Человек
GeneID	146713
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 белка NeuN человека (A6NFN3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	A6NFN3
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом