

## Кроличья Моноклональная Антитела Против Нейраминидазы/Neu1 Для Вб, Иф, Ифа — Q99519

Артикул: CM0008043

### введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческой нейраминидазы/NEU1 (сиалидаза-1), валидированная для Вестерн-блота, иммунофлуоресценции на препаратах и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным антигеном. Идеально подходит для исследований лизосомальной сиалидазы и изучения метаболизма гликопротеинов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Моноклональная кроличья антитела к нейраминидазе/NEU1                                                                                     |
| Примечания/Алиасы         | NEU; NANH; SIAL1                                                                                                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                   |
| ID гена (человек)         | 4758                                                                                                                                      |
| ID гена                   | 4758                                                                                                                                      |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 48-415 человеческой нейраминидазы/NEU1 (NP_000425.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                    |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                   |
| Применение                | ВБ, ИФ-П, ИФА                                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь                                                                                                                             |
| SWISS                     | Q99519                                                                                                                                    |
| Молекулярная масса белка  | 45 кДа                                                                                                                                    |
| Доставка                  | Сумка-холодильник с льдом                                                                                                                 |