

Моноклональное Антитело Против Нейрегулина-3 (Nrg3) Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P56975

Артикул: CM0003018

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого нейрегулина-3 (NRG3), валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA. Подходит для детекции NRG3 в образцах человека, мыши и крысы. Инструмент для исследования сигнальных путей NRG3-ERBB4.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против нейрегулина-3 (NRG3)
Примечания/Альтернативные названия	NRG3; pro-NRG3; Нейрегулин-3 (NRG3)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10718
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 600-720 человеческого нейрегулина-3 (NRG3) (P56975)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P56975
Молекулярная масса белка	78 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике