

Кроличья Поликлональная Антитело Против Neurod1 Для IHC-P, Elisa - Q13562

Артикул: CM0023624

введение

Кроличье поликлональное антитело против NEUROD1 для IHC-P и ELISA. Распознает человеческий и мышиный NEUROD1, bHLH транскрипционный фактор, критический для нейрогенеза и дифференцировки клеток панкреатических островков. Полезно в исследованиях биологии развития и диабета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пАт против NEUROD1
Примечания/Альтернативные названия	T2D; BETA2; BHF-1; MODY6; NEUROD; bHLHa3; NEUROD1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4760
ID гена	4760
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-356 человеческого NEUROD1 (NP_002491.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q13562
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом