

Поликлональные Антитела Против Neurod6 Для Wb, Elisa - Q96Nk8

Артикул: CM0021982

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого NEUROD6 (Nex1, Atoh2, MATH2). Валидированы для WB и ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Подходят для исследований нейроразвития и изучения регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NEUROD6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	Nex1; Atoh2; MATH2; NEX1M; Math-2; bHLHa2; NEUROD6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	63974
GeneID	63974
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 188-337 человеческого NEUROD6 (NP_073565.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q969NK8
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом