

Моноклональное Антитело К Нейрофиламенту Н Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Elisa - P12036

Артикул: CM0002058

введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому нейрофиламенту Н (NFH). Валидировано для вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP), ELISA; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Ключевой белок промежуточных филаментов для поддержания калибра нейронов и стабильности аксонов; идеально для исследований БАС и болезни Шарко-Мари-Тута.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к нейрофиламенту Н
Примечания/Альтернативные названия	NFH; CMT2CC; Нейрофиламент Н
Вид	Человек
GenelD (Человек)	4744
GenelD	4744
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12036
Молекулярная масса белка	112 кДа
Условия доставки	В термопакете со льдом